

הנחיות לטיפול בנקז

מטופל/ת יקר/ה, לפני זמן קצר עברת ניתוח, והנך משתחרר/ת לביתך כשנקז עדיין מנקז הפרשות מאזור הניתוח. הטיפול בנקז הוא פשוט וקל, דף זה נועד לעזור לך בכך. הנקז מורכב מצינור היוצא מגופך ומחובר לבקבוק לקליטת הנוזל. המערכת היא מערכת סגורה ופועלת על עיקרון הואקום. מטרת הנקז לנקז שאריות דם ונוזל לימפה על מנת לזרז את תהליך ההחלמה. צבעו של הנוזל אדמדם, ההולך ומתבהר עם הזמן.

הנחיות לטיפול בנקז:

- א. יש לשטוף את הידיים במים וסבון
- ב. להחזיק את הבקבוק כשהפקק כלפי מעלה.
- ג. לפתוח את הפקק ולשחרר את הואקום.
- ד. לבדוק את כמות הנוזל בבקבוק ולרשום אותה.
- ה. לרוקן את הנוזל לכוסית או לשירותים.
- ו. ללחוץ על הבקבוק ליצירת ואקום ולסגור את הפקק.

תאריך	כמות שרוקנה	סה"כ נוזל ליממה

כשכמות הנוזל ביממה פחותה מ – 30 מ"ל, עליך להגיע למחלקה (בתאום טלפוני) להוצאת הנקז.

הנחיות נוספות:

- # יש להקפיד לרחוץ את האזור במים וסבון יום יום.
- # אם ישנה הפרשה סביב מקום יציאת הצינור מהגוף, ניתן להניח פד קטן.
- # ניתן לתלות את הבקבוק על פנים הבגד בעזרת סיכת ביטחון או להניחו בכיס החולצה.

אנא דווחי לנו במקרה והופיעו סימנים חשודים כגון:

- # אודם ונפיחות מוחמרת באזור הניתוח.
- # חום מעל 38 מעלות.
- # כאב מתגבר.
- # הפרשה סמיכה, בעלת ריח רע מהבקבוק או מבין התפרים.
- # הפרשה רבה סביב הנקז.

מידה ותתעורר בעיה או שאלה, אנו כאן לשירותך 24 שעות ביממה

איחולי החלמה מלאה ורפואה שלמה.

צוות המחלקה